

KUPNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

1.1. Prodávající: Proormedent s.r.o.

IČO: 28223951
DIČ: CZ28223951
Adresa: Pod vinicí 1458/12, Praha 4, 143 00
tel/fax: 241 403 520
zástupce: Mgr. Jiří Malina, jednatel
bankovní spojení: Fio banka a.s.
číslo účtu: 3299611001/2010

a

1.2. Kupující:

Fakturační adresa odběratele:

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

IČO: 00 195 201
DIČ: CZ 00 195 201
Adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

Adresa pro dodání:

Rehabilitační ústav
Adresa: Husitská 352, 543 71 Hostinné
číslo účtu: Česká spořitelna a.s. Trutnov, číslo účtu 1303710389/0800

uzavírají podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) tuto kupní smlouvu

Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je prodej a koupě zboží včetně služeb (dopravy, instalace a uvedení do provozu) uvedeného v příloze č. 1. této kupní smlouvy: „**Rehabilitační přístroje a zařízení - RÚ Hostinné**“
- 2.2. Prodávající se zavazuje vyzvat Kupujícího k zaplacení zboží podle bodu 2.1. po jeho dodání Kupujícímu. Součástí dodávky je i předání dokladů, které se ke zboží vztahují.
- 2.3. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu podle bodu 3.1. této smlouvy a objednané zboží převzít.

2.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

Kupní cena

3.1. Cena zboží a služeb uvedených v bodě 2.1. se stanovuje na:

Cena bez DPH	1 183 689,00 Kč
21 % DPH	248 574,69 Kč
Celková cena včetně DPH 21%	1 432 263,69 Kč

<i>Motodlaha kolenní a kyčelní</i>	4	131 990,00	527 960,00	506 841,60	638 831,60
<i>THERA Trainer balo</i>	1	158 990,00	158 990,00	33 387,90	192 377,90
<i>THERA Trainer Bemo</i>	1	330 180,00	330 180,00	69 337,80	399 517,80
<i>THERA Trainer Tigo</i>	2	149 040,00	298 080,00	211 636,80	360 676,80
<i>Celková cena za 8 ks přístrojů</i>	8	770 200,00	1 315 210,00	276 194,10	1 591 404,10
<i>Sleva ve výši 10%</i>	8		131 521,00	27 619,41	159 140,41
Cena pro slevě ve výši 10%	8		1 183 689,00	248 574,69	1 432 263,69 Kč

- 3.2. Způsob platby a platební podmínky:
Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad se splatností 30 dnů od vystavení - fakturu ve výši 100% z celkové částky kupní ceny dle bodu 3.1. této smlouvy. Platba proběhne bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího uvedený v bodě 1.1. této Smlouvy.
- 3.3. Cena je stanovena dohodou podle zákona dle občanského zákoníku.
- 3.4. Úhrada kupní ceny, bude provedena na základě faktury.
- 3.5. Pokud kupující neuhradí cenu podle bodu 3.1. této smlouvy na základě vystavených daňových dokladů ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu penále ve výši 0.1% z kupní ceny za každý den prodlení.

Způsob dodání zboží

- 4.1. Dodání zboží se uskuteční jeho předáním v místě kupujícího (**RÚ Hostinné**) pokud se strany nedohodnou jinak.
- 4.2. Termín dodání proběhne do 6-ti týdnů od podpisu Kupní smlouvy v termínu, na kterém se obě strany vzájemně dohodnou.

Další ujednání

- 5.1. Prodávající je povinen vyzvat kupujícího k zaplacení zboží. Vyhotovení a zaslání faktury se považuje za formu takového výzvy.
- 5.2. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí občanským zákoníkem.
- 5.4. Prodávající si vyhrazuje právo případně upravit některé technické parametry tak, jak to vyplýne z přijatých technických řešení po dohodě s kupujícím.
- 5.5. Záruční lhůta poskytovaná prodávajícím je min. 24 měsíců.
- 5.6. Přechod nebezpečí za škody se řídí občanským zákoníkem.
- 5.7. Odstoupí-li kupující od platně uzavřené smlouvy, je povinen zaplatit prodávajícímu 10% z kupní ceny.

Závěrečná ustanovení

- 6.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a je vyhotovena ve 2 exemplářích.
- 6.2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této kupní smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že nebyla ujednána v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.3. Obě smluvní strany se dohodly na termínu realizace následovně:

Přesný termín dodání bude dohodnut telefonicky nebo mailem.

V Praze, dne 4.11.2021

V Trutnově, dne 10.11.2021

PROORMEDENT s.r.o.

Pod vinicí 1458/12
143 00 Praha 4
IČO: 28223951, DIČ: CZ28223951
Tel.: 241 403 520, email: info@proormedent.cz
[3]

Prodávající:

Proormedent
Mgr. Jiří Malina
jednatel

Kupující:

SOL Trutnov
Ing. Jana Totková, MBA
ředitelka

Služeni ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov


Příloha č.1 Specifikace

Motodlaha kolenního a kyčelního kloubu Artromot® K1 Komfort + transportní vozík

Popis přístroje: Moderní programovatelná motodlaha kolenního a kyčelního kloubu řízena dálkovým ovladačem, s mnoha speciálními programy, jako jsou oscilace, protažení, a další.

Přednosti motodlahy

- velice rychlé nastavení motodlahy na anatomické rozměry pacienta
- zaručený anatomicky správný pohyb končetiny
- plynulé nastavení rychlosti až do 200°/ min.
- maximální rozsah pohybu v kolenním kloubu od -10° v extenzi do 120° ve flexi
- záznam průběhu rehabilitace
- oscilace – čtenější opakování posledních 10°
- protažení – pomalé navýšení max. rozsahu o 5°
- grafické znázornění rehabilitace
- workout a komfort program
- není nutná přestavba pravá / levá končetina
- plynulé nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta
- podpěry stehna, lýtky a botičky z lehkého omyvatelného materiálu
- protiskluzová podložka
- snadná manipulace – hmotnost 11 kg
- možnost dodání transportního vozíku
- přístroj je indikován k ošetření většiny poranění, postoperativních stavů a onemocnění kolenního a kyčelního kloubu, hodně využíván k rehabilitaci po TEP kolene a kyčle, po plastikách vazů
- vyškolený autorizovaný servis s mnohaletými zkušenostmi



Rozsah pohybu a možnosti nastavení motodlahy

- flexe/extenze - kolenní kloub -10° - 0° - 120°
- flexe/extenze - kyčelní kloub 0° - 7° - 115°

možnosti nastavení:

- pauzy ve flexi či extenzi – obě samostatně volitelné
- zpětného chodu – bezpečnostní prvek

- oscilace – čtenější opakování posledních 10°
- protažení – pomalé navýšení max. rozsahu o 5°
- plynulé regulace rychlosti pohybu motodlahy od 20° do 200° / min.
- doby terapie
- zahřívacího programu - postupné zvyšování rozsahu

Technické parametry motodlahy

- rychlost až 200° / min
- hmotnost 11,0 kg
- rozměry 35 x 96 cm
- výška pacientů od 120 do 195 cm
- max. hmotnost jedné končetiny 30 kg

DYNAMICKÝ VERTIKALIZÁTOR THERA TRAINER BALO

Dynamický a statický přístroj v jednom! Jediný svého druhu na trhu. S THERA Trainer BALO je lidem, jejichž schopnost stát je částečně nebo zcela omezena, umožněno stát jistě a beze strachu z pádu.

Výjimečný je tím, že u pacientů s omezenými možnostmi pohybu je díky pohyblivosti dynamického vertikalizátoru viditelná zbytková svalová aktivita! To je velmi motivující a denním cvičením pacient dosáhne velmi výrazných pokroků. Přístroj THERA Trainer Balo, nebo Balance Trainer můžete najít v drtivé většině rehabilitačních ústavů, odborných léčebných ústavů a rehabilitačních odděleních větších nemocnic.



PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ V REHABILITACI

Vertikalizátor umožňuje pacientovi jistější dynamický postoj s přenesením váhy na vertikalizátor a možnost lepšího soustředění na terapeutickou práci. Nácvik funkčních pohybů, například vykročení, přenesení váhy atd. můžete provádět jistěji a bezpečněji. Pohybové možnosti v dynamickém vertikalizátoru kladou na pacienta senzorické, motorické i kognitivní požadavky. Dynamický vertikalizátor má individuální možnosti nastavení pro cílený trénink svalstva trupu a nohou, počínaje krokem, jistotou kroku, stojem, střídáním nohou a vnímáním. Pacientovi práce v dynamickém vertikalizátoru napomáhá redukovat strach z pádu. Balance – Trainer může být také doplněn softwarem, který při terapii pacientovi zpřijemňuje cvičení hrou a terapeutům umožní dokumentovat a monitorovat pokroky pacienta.

JAK FUNGUJE A POMÁHÁ?

- Více stability v kyčlích a horní polovině těla
- Výkyv do 6° nebo do 12° - trénink rovnováhy

- Možnost nastavení tuhosti pružin – mechanického odporu
- Možnost hraní motivačních her - biofeedback
- Částečné odlehčení hmotnosti
- Regulace svalového tonu
- Stabilizace krevního oběhu
- Prevence osteoporózy
- Pozitivní vliv na vyprazdňování horních močových cest
- Pozitivní vliv na zažívací trakt
- Zlepšení dýchání
- Trénink vnímání
- Sociální integrace

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Kolenní opěrky
- Opěrky boků
- Fixace nártů a pat
- Elektrický naviják
- Zvedací, sedací postroj pacienta (pás nebo sedák)
- Nášlapná prodlužovací deska
- Nášlapná zvyšovací deska
- Podpora horní části těla, páteře a hlavy
- Software pro vizualizaci a vyhodnocení průběhu terapie včetně senzoru pohybu

ELEKTRICKÝ NAVIJÁK

V souladu s principy příčiny a následku, čím více je cvičební přístroj používán, tím je efektivnější. THERA Trainer Balo může být vybaven elektrickým navijákem tak, aby jej mohli každý den využívat i vysoce závislí pacienti. Zvedací pás se zasune pod pánev uživatele sedícího na vozíku a upevní se k pásu elektrického navijáku. Nyní můžete použít dálkové ovládání pro nastartování motoru a jemně vytáhnout uživatele do vzpřímené pozice, tedy do THERA-Trainer Balo.

KOLENNÍ A PÁNEVNÍ OPĚRKY

Model THERA-Trainer Balo je vybaven kolenními opěrkami pro boční a přední zabezpečení nohou. Opěrky mohou být použity jednotlivě nebo mohou být zcela odebrány v závislosti na potřebách uživatele a cílech terapie. Je samozřejmé, že opěrky mají měkkou výplň, jejich výška, vzdálenost a hloubka se dají nastavit. To samé platí i pro pánevní opěrku. Tato opěrka se skládá z jednotlivých podložek, jejichž vzdálenost a hloubku je možné upravit tak, aby měl každý uživatel optimální »kontakt« s přístrojem pro dynamické cvičení.

Bezpečnostní šrouby pánevní opěrky zajišťují dvojitou bezpečnost při cvičení. Individuálně nastavitelná podpora horní části těla je k dispozici pro pacienty s malou kontrolou nad horní částí těla.

ZAPNI A HRAJ

Všechny výrobky ze série Stoj & Rovnováha lze kombinovat s velkou barevnou obrazovkou. Prostě ji zapojíte, vyberte si příslušné cvičení s odpovídajícím biofeedbackem, stiskněte tlačítko START a začnete cvičit.

Software pro výrobky Stoj & Rovnováha je založen na novém modelovém konceptu. Terapeutické úseky pro 20 až 30minutová cvičení mohou být sestaveny z jednotlivých modulů. To nabízí terapeutům zcela nový způsob individuálního přizpůsobení terapie. I přes svou variabilitu se dají všechny výrobky velmi snadno ovládat. V nejjednodušším případě stačí pouze dvě tlačítka. Vyberte si vhodné cvičení a začněte cvičit zmáčknutím tlačítka START. Pokud je třeba, jednoduše změňte pacientovy parametry cvičení (sílu, dobu cvičení atd.) tak, jak potřebujete.

VÝHODY

- Odpor proti vychýlení z rovnovážné polohy je plně nastavitelný podle požadavků uživatelů v 5 stupních.
- Elektrický naviják zvedacího popruhu přebírá hmotnost pacienta.
- Přístroj poskytuje větší samostatnost při stoji a současně podporuje sebedůvěru pacienta.
- Všechny díly elektrického navijáku zvedacího popruhu jsou odnímatelné a snadno vyměnitelné.
- Kyčelní opěrky poskytují přídavnou podporu a umožňují cílené podepření.
- Kolenní opěrky jsou výškově, hloubkově i šířkově nastavitelné. Mohou být odejmuty buď jednotlivě, nebo kompletně.
- Prodloužení nášlapné desky může být jednoduše vloženo nebo vyjmuto. Toto umožní větší pracovní aktivitu terapeuta i pacienta.

DIAGNÓZY

- Paraplegie
 - Tetraplegie
 - Skleróza Multiplex
 - Parkinsonova nemoc
 - Mozková příhoda
 - Nebezpečí pádu zapříčiněné stářím pacienta
- **Technická data THERA TRAINER BALO**

Šířka:	78 cm
Délka:	112 cm
Výška:	90 – 120 cm
Hmotnost:	84 - 91 kg
Výška pacienta:	140 – 200 cm
Hmotnost pacienta:	120 kg

THERA Trainer Bemo

THERA-Trainer bemo je léčebný pohybový přístroj do lůžka pro pasivní, asistivní nebo aktivní pohyb horních a dolních končetin. Přístroj může být použit v leže, pololeže nebo vsedě.

Výhody

- Krátká doba nastavení přístroje na pacienta
- Plynulé nastavení poloměru otáčení kliky
- Možnost výběru standardních podložek chodidel s podpěrami lýtek a fixacemi nártů nebo speciálních polstrovaných botiček včetně fixací
- Elektrické nastavení výšky pomocí dálkového ovladače s 2,7" barevným displejem a Bluetooth vysílačem
- Software k vizualizaci pohybu, tablet, držák tabletu
- Adaptér na ruce včetně plastových úchytlů
- Ochrana proti hyperextenzi
- Výměna příslušenství bez náradí – nástavce na ruce za podložky na nohy
- Stop tlačítko pro bezpečný chod přístroje
- Senzorem kontrolované udržení vzdálenosti mezi pacientem a přístrojem
- Automatické rozpoznání cvičení na nohy nebo ruce
- Velmi rychlá a snadná hygiena a údržba
- Vysoký bezpečnostní standard – vzdálenost pacienta od přístroje je měřena elektronicky
- Automatické omezení síly motoru v závislosti na průběhu cvičení
- Malé nároky na prostor
- Pro lůžka o šířce až 115 cm
- Aretovatelná kolečka pro velmi snadný transport
- Přístroj je vhodný na spinální jednotky, ARO, JIP, RHB, LDN, dialýz a další oddělení

Technická data:

Hmotnost pacienta – až 180 kg

Rozměry (D / Š / V): cca. 89/142 / 119-159 cm

Váha: cca. 75 - 90 kg

Požadovaná podlahová plocha: cca. 1,3 m²

Vhodné okolní podmínky: Teplota: 5 ° C až 40 ° C, Relativní vlhkost: 15% až 93% Rh, Tlak vzduchu: 700 hPa až 1060 hPa

Elektrický motor: výkon 300 wattů, brzdění 150 wattů



Emise hluku: LpA <70 dB (A)

Napájení 100-240 V, 50/60 Hz



LÉČEBNÝ POHYBOVÝ PŘÍSTROJ S BAREVNÝM DOTYKOVÝM 10" DISPLEJEM THERA Trainer tigo

Model na dolní a horní končetiny





**S THERA TRAINER můžete využít
tyto druhy cvičení:**

- pasivní cvičení (celková paralýza)
- cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita)
- symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny)
- aktivní cvičení (jako na rotopedu)
- isokinetické cvičení (trénink se stálou rychlostí, ale s měnícím se odporem)
- cvičení po ortopedických operacích

Přednosti a funkce THERA TRAINER tigo:


- Velká barevná dotyková obrazovka
- Symetrický trénink – silnice nebo sloupce – snadno přepnutelné
- Možnost změny všech důležitých parametrů během cvičení
- Vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace
- Jednoduché START/STOP ovládání na obrazovce
- Biofeedback – barevná motivace
- Citlivá detekce křečí – antispazmová kontrola, tři úrovně
- Aktivní podpora svalů
- Vypnutí přístroje hlasem!
- Dvě možnosti nastavení pedálové kliky
- Plastové, lehce omyvatelné podložky chodidel
- Bezpečnostní madlo – nastavitelný sklon a výška
- Tichý a výkonný 240 wattový motor
- Možnost aktualizace softwaru přístroje pomocí flash disku
- Kolečka pro snadný transport



Velký barevný display



- Jedinečný díky vysokému rozlišení barevné obrazovky

- Vhodný pro pacienty se sníženou ostrostí zraku a poruchami vnímání
Více motivace během cvičení dolních končetin
- Sloupce – procentuální vyjádření aktivity pravé a levé končetiny
- Silnice – jízda na kole krajinou
Více motivace při cvičení horních končetin
- Smajlík – obrázky znázorňují plynulost pohybu




Každodenní trénink THERA ...

- upravuje svalový tonus (redukuje spasmusy)
- podporuje sílu a vytrvalost
- kompenzuje pravolevé nesouměrnosti
- aktivuje i minimální zbytky svalových sil
- omezuje poruchy prokrvování
- udržuje tělo aktivní a pružné
- zlepšuje trávení a vylučování moči
- odstraňuje edémy (vodu v nohou)
- zvyšuje výkonnost srdce a krevního oběhu
- mobilizuje celkový metabolismus
- často omezuje bolestivé symptomy
- působí pozitivně na duševní rovnováhu, zdravotní stav a spánek.




Indikace:

- roztroušená skleróza (MS)
- apoplexie, hemiplegie
- paraplegie, tetraplegie
- Parkinsonova nemoc
- krainocerebrální úrazy
- svalová onemocnění
- ...




Příslušenství:

Podpěra lýtek:



Fixace nártů:



Stabilizační systém proti převrnutí vozíku:

