

Příloha č. 7 Výzvy zájemcům k podání nabídky

Fotografie a způsob jištění zásuvky pro napájení přístroje

Zakázka : Pojízdny RTG přístroj s C-ramenem

Zadavatel : Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí,
506 01 Jičín, IČ: 26001551

Elektrická zásuvka pro napájení RTG přístroje je umístěna na všech třech operačních sálech shodně vždy po 1 ks na instalačním zdrojovém otočném komplexu OK-96-27 (výrobce MZ Liberec, a.s.). Vzhled a umístění zásuvky je patrné z následujících fotografií.

Jištění každé zásuvky je provedeno jističem třídy "C" 1x230V / 16A, umístěným v elektrickém rozvaděči v prostoru centrálních operačních sálů. Zásuvky nejsou zálohovány náhradním zdrojem el. energie.





