

**část 12**

**Myčka pro mytí endoskopů** - plně automatická myčka určená pro současné automatické čištění a dezinfekci jednoho flexibilního endoskopu v jedné dezinfekční komoře - **1 ks**

str.1

Požadavky zadavatele

Potvrzení o splnění požadavků  
dodavatelem

**Myčka**

soulad s českou a evropskou legislativou	
materiál: nerezová ocel	
uzavřený pracovní cyklus - zkouška těsnosti, předčištění, automatické mytí v detergentu, oplůach, automatická dezinfekce a závěrečný oplach v čištěné vodě	
doba trvání jednoho cyklu bez sušení do 45 min	
automatické dávkování pracích roztoků	
kontrola stavu chemikálií během cyklu a po něm	
měření koncentrace chemikálií pro každý cyklus	
automatická kontrola těsnosti endoskopů po celou dobu procesu	
plně validovaný proces s automatickou kontrolou průchodnosti jednotlivých kanálků endoskopu - pro každý kanál zvlášť	
nahlášení alarmu při netěsnosti endoskopu či závadě	
automatická identifikace endoskopů a uživatelů	
možnost připojení tiskárny pro tisk výstupních validačních parametrů dezinfekčního procesu	
provádění auto-dezinfekčního cyklu	

Kompatibilita s endoskopy Olympus:

. videogastroskop typ GIF Q 165, GIF Q 180, GIF H 185	
. videogastroskop typ CF-Q 165 L, CF H 185	
. možnost napojení na identifikační jednotku Endoscan	



