

Výcviková a školící základna pro zdravotnickou záchranou službu Královéhradeckého kraje Heliport LZS Hradec Králové – Figuríny pro nácvik vyprošťování a práce s pacientem III

Dodavatel **povinně** vyplní žlutě označená pole. Pokud je v technické specifikaci jednotlivé položky uvedeno více kusů požadovaného vybavení, ocení dodavatel celou položku jako soubor (resp. 1 ks souboru). Dodavatel není oprávněn zasahovat do technické specifikace, měnit názvy položek, počty kusů ani matematické vzorce.

Pořadové číslo	Název a technická specifikace položky	Měrná jednotka (MJ)	Množství celkem	Cena jednotková v Kč bez DPH	Cena celková v Kč bez DPH
1	Figurína dospělého člověka pro vyprošťování Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku <ul style="list-style-type: none"> Hmotnost 60–80 kg, výška v rozmezí od 160–190 cm Pohyblivé klouby Figurína umí sedět Rozložení hmotnosti částí těla dle lidské váhy 	ks	4		0,00
2	Figurína mladistvého člověka pro vyprošťování Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku <ul style="list-style-type: none"> Figurína dospívajícího dítěte Od výšky 120 cm Pohyblivé klouby Figurína umí sedět. 	ks	1		0,00
3	Figurína dítěte pro vyprošťování Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku <ul style="list-style-type: none"> Figurína dítěte mladšího 6 let Do výšky 110 cm Pohyblivé klouby Váha odpovídající růstovému percentilu 	ks	1		0,00
4	Model pro nácvik koniotomie a koniopunkce Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku <ul style="list-style-type: none"> Simulátor pro provádění chirurgické koniotomie (pomocí skalpelu), ale i koniopunkce (pomocí jehly) Model zobrazuje část hrtanu a jsou na něm hmatatelné všechny důležité anatomické orientační body: chrupavka štítná (cartilago thyroidea), chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) Součástí trenážeru je imitace plíce, která svým nafukováním signalizuje správné provedení koniotomie Model obsahuje vyměnitelnou průdušnici, náhradní překryvné kůže a měkkou a transportní tašku, podstavec je silný a pevný a nehýbe se při nácviku 	ks	1		0,00
5	Model pro nácvik punkce tenzního pneumotoraxu Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku <ul style="list-style-type: none"> Při správném vpichu jehly umožňuje model únik vzduchu z hrudníku Trup umožňuje punkci v druhém mezižebří v medioklavikulární čáře Samotěsnící plíce lze opakovaně propíchnout opakovaně a je možná jejich výměna Model obsahuje vyměnitelnou kůži 	ks	1		0,00
6	Model pro nácvik řešení srdeční tamponády Dodavatel doplní výrobce a typ výrobku <ul style="list-style-type: none"> Simulátor ke správnému provedení punkce Barva kapaliny, objem a viskozita dle dodavatele, ale musí být součástí modelu Perikardiocentéza může být prováděna v místě pod levým mečovitým výběžkem a v levém pátém mezižebřím prostoru Správné zavedení jehly umožní vsátí kapaliny z osrdečníku simulátoru Sada obsahuje prášek pro vytvoření krve a transportní obal Součástí jsou náhradní díly min. kůže, osrdečník (apod.) 	ks	1		0,00
Celková nabídková cena v Kč bez DPH					0,00